

Produkt Spezifikationen

| Gerät | Gewicht | Höhe | Breite | Distanz zum Adapter | Tiefe | Pumpvolumen |
|------------------|---------|-------|--------|---------------------|-------|---------------------|
| iQ Vacuum System | 271 g | 84 mm | 76 mm | 64 mm | 97 mm | 315 mm ³ |

| Beschreibung | Bestellnummer |
|---------------|-----------------|
| iQ Vacuum KIT | VAC-00-A1002-KT |

| Beschreibung | Bestellnummer | Anzahl | Im Lieferumfang enthalten | Einzel verfügbar? | Garantie |
|---|-----------------|--------|---------------------------|-------------------|-----------|
| iQ Vacuum System | VAC-00-A1001-00 | 1 | Ja | Nein | 24 Monate |
| Rohradapterschutz, Schaumstreifen 10 cm | OTS-32-00008-00 | 1 | Ja | Ja | N/A |
| Schlauch Ø 1/16 Zoll x 30 cm | OTS-39-00030-00 | 1 | Ja | Ja | N/A |
| 230 V Steckdosenadapter | OTS-62-00006-00 | 1 | Ja | Ja | 6 Monate |
| Schlauchanschluss Ø 1/8 Zoll 90° Winkel | OTS-69-00010-00 | 1 | Ja | Ja | N/A |
| Filterstück X 4 | VAC-00-A1011-00 | 4 | Ja | Ja | 12 Monate |
| Gummiklemme Ø 29 mm | VAC-00-P0101-01 | 1 | Ja | Ja | N/A |
| Gummiklemme Ø 32,5 mm | VAC-00-P0101-02 | 1 | Ja | Ja | N/A |
| Gummiklemme Ø 35 mm | VAC-00-P0101-03 | 1 | Ja | Ja | N/A |
| iQ Vacuum Kurzanleitung für den Orthopädietechniker | CG-03-007 | 1 | Ja | Ja | N/A |
| iQ Vacuum Anwenderhandbuch | CG-03-008 | 1 | Ja | Ja | N/A |
| iQ Vacuum Gebrauchsanweisung | IFU-03-004 | 1 | Ja | Ja | N/A |

Fokussierte Lösungen

Freedom Innovations ist ausschließlich auf die Entwicklung von Spitzentechnologien für Menschen mit Beinamputationen fokussiert. Alle Entwicklungen entstehen dabei in der engen Zusammenarbeit mit Amputierten und Orthopädietechnikern. Für eine optimale Anwenderzufriedenheit bieten wir neben unseren technologischen Innovationen Schulungen, Trainings und Support durch unsere Techniker an.

www.freedom-innovations.eu

Freedom Innovations Europe B.V.
 Europäische Zentrale (deutschsprachig)
 Jaargetijdenweg 4
 7532 SX Enschede
 Niederlande
 Kostenlose Servicenummer: 00800-2806 2806
 Tel.: +31 (0) 53-20 30 300
 Fax: +31 (0) 53-20 30 305
info@freedom-innovations.eu

Weltweite Firmenzentrale
 3 Morgan
 Irvine, CA 92618
 U.S.A.
 Kostenlose Servicenummer: +1 888 818 6777
 Tel.: +1 949 672 0032
 Fax: +1 949 672 0084

Die intelligente Lösung für höchsten Tragekomfort





Mikroprozessorgesteuertes Vakuum

Mikroprozessorgesteuertes System
In Echtzeit reagierende Sensoren erkennen Aktivitätsänderungen des Benutzers (Gehen vs. Stehen vs. Sitzen) und passen das Vakuum automatisch an. Die integrierte Dichtigkeitsprüfung bietet konstanten Schaftkomfort.

Versiegelte und nach IP67 getestete Elektronik – Wettergeschützt
Für gelegentlichen Wasserkontakt freigegeben. Die wettergeschützte Elektronik ermöglicht eine unproblematische Verwendung auch bei Aktivitäten in freier Natur, im Regen etc.



Die intelligente Vakuumpumpe – für alle Techniker, die deutlich bessere Prothesen bauen wollen! Elektronisch gesteuerter Unterdruck im Schaft erhöht die Kontrolle des Anwenders, verbessert die Performance des Schaftes und steigert die Versorgungsqualität.

Vakuum *ohne Kompromisse*

iQ ist das erste elektronische Vakuumsystem, das die Einschränkungen bisheriger Vakuumsysteme überwindet und alle Vorteile **elektronisch gesteuerten Unterdrucks in einem Gerät vereint:**

- Selbstjustierend
- Unvergleichbar leise
- Anwender- und Techniker-App für ein optimiertes Setup und anwenderorientierte Nutzung im Alltag
- Schritzfrequenzbericht aus der App heraus
- Externe Montage mit der Option zum Testen und Nachrüsten
- IP67 Klassifizierung



Unvergleichbar leise
iQ arbeitet unauffällig und mit geringstmöglichem Geräuschpegel.

Externe Montage und flexible Einbauhöhe
iQ benötigt minimalen Bauraum an einem Standardrohradapter und ermöglicht somit flexible Einbauhöhen. Die Montage außerhalb des Schaftes ermöglicht sowohl optionale Testversorgungen als auch ein Nachrüsten des Systems auf vorhandene Prothesen.



Anwender- und Techniker-App
Programmierung, Überwachung, und Einstellung – alles mit nur einer App.